

	B-Cure Laser	Safe Laser 150	B-Cure Laser Sport	B-Cure Laser SPORT Pro	Safe Laser 500 Infra
Hullámhossz	808 nm	660 nm	808 nm	808 nm	808 nm
Sugár divergencia	+/- 3°		+/- 3°	+/- 3°	
Fény színe	Infra, láthatatlan	Vörös, látható	Infra, láthatatlan	Infra, láthatatlan	Infra, láthatatlan
Kezelőfelület mérete	4.5cm ²	5.3cm ²	4.5cm ²	4.5cm ²	3.14cm ²
Kezelőfelület alakja	ovális	kör	ovális	ovális	kör
Lézerteljesítmény	250mW	250mW	250mW	250mW	500mW
Energiakibocsátás	3.75Joule	9.0Joule*	4.5Joule	5.0Joule	30 Joule*
Energiabevitel/cm ² /perc	0.83 J/cm ² /perc	1.7 J/cm ² /perc*	1.0 J/cm ² /perc	1.11 J/cm ² /perc	9.55 J/cm ² /perc*
Kezelési idő (5 Joule beadáshoz)	6 perc	3 perc*	5 perc	4.5 perc	2-3 perc*
Kezelési mélység	3-8cm	1-3cm	3-8cm	3-8cm	3-8cm
Beállítható kezelési idő	Igen	Nem	Igen	Igen	Nem
Jelzés, ha a szükséges energia beadva	Igen	Nem	Igen	Igen	Nem
Tartókar nehezen elérhető terület kezeléshez	Igen	Nem	Igen	Igen	Nem
Artrózis, artritisz	Megfelelő	Nem alkalmas	Megfelelő	Megfelelő	Megfelelő
Reumás ízületi gyulladás	Megfelelő	Csak ujjakon	Megfelelő	Megfelelő	Megfelelő
Fekély gyógyulás	Megfelelő	Megfelelő	Megfelelő	Megfelelő	Megfelelő
Pattanásos bőr kezelése	Megfelelő	Megfelelő	Megfelelő	Megfelelő	Megfelelő
Hegszépítés, hegfájdalom csökkentés	Megfelelő	Megfelelő	Megfelelő	Megfelelő	Megfelelő
Fogászati gyulladások	Megfelelő	Megfelelő	Megfelelő	Megfelelő	Megfelelő